


# obelisc™

vertebral body replacement




# System


- Distrahierbarer Wirbelkörperersatz für die ventrale thorakale und lumbale Wirbelsäule
- Stufenlos distrahierbar zur individuellen anatomischen Anpassung
- Runde, ovale und rechteckige Ansätze für eine flexible Anpassung an den Patienten
- Alle operativen Zugänge möglich
- Nur ein Instrument für Implantation, Distraction und Sicherung
- Minimal-invasiv einsetzbar



Verschiedene Ansatzformen und -größen



Verschiedene gewinkelte Ansätze



Zentralelement mit fixen bzw. variablen Ansätzen



## Vorteile

- Stufenlose Höheneinstellung des Implantats in situ
- Vielzahl präziser Konfigurationsmöglichkeiten
- Alle operativen Zugänge möglich



# Komponenten

Implantate	Höhe	Winkel	Art.-Nr.
obelisc Fixierschraube			CS 2901
obelisc Zentralelement, Ø 20 mm	17 – 23 mm		CS 2920-17
	20 – 28 mm		CS 2920-20
	23 – 31 mm		CS 2920-23
	27 – 38 mm		CS 2920-27
	32 – 47 mm		CS 2920-32
	40 – 62 mm		CS 2920-40
	53 – 87 mm		CS 2920-53
	76 – 132 mm		CS 2920-76
obelisc Ansatz, grau, Ø 20 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2925-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, hellblau, Ø 24 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2926-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, gelb, Ø 26 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2927-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, grün, Ø 29 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2928-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, blau, Ø 32 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2929-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz, oval, bronze, 32 x 26 mm		0°/5°/10°/15°/20°	CS 2930-00/-05/-10/-15/-20
Optionale Implantate		Winkel	Art.-Nr.
obelisc Ansatz lateral, gelb, Länge 35 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2914-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz lateral, grün, Länge 45 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2915-00/-05/-10/-15
obelisc Ansatz lateral, blau, Länge 55 mm		0°/5°/10°/15°	CS 2916-00/-05/-10/-15

patented  
or/and  
pat. pend.

Over a Century  
of Innovation

**ulrich**  
medical

ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm  
Telefon: 0731 9654-0 | Fax: 0731 9654-2705  
spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com