

Leichtgewicht mit starker Leistung

Wärmeschrank zur Kontrastmittelerwärmung

Kompakter Wärmeschrank für den flexiblen Einsatz

- Klein und leicht für den Einsatz im CT
- Erwärmung viskoser Kontrastmittel für höhere Flowraten
- Sofort einsatzbereit dank einfacher Handhabung
- Optimierter Patientenkomfort durch Verwendung temperierter Kontrastmittel

Geräteigenschaften

- Elektronische Temperaturkontrolle
- Alarm bei Fehlfunktion
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Glastür mit Sichtfenster, verschließbar
- Temperaturregelung von 30 °C bis 70 °C
- 2 Edelstahlböden, variabel verwendbar

Technische Daten

Abmessungen (B × T × H)	560 mm × 370 mm × 380 mm
Gewicht	10,2 kg inkl. Lochbleche
Fassungsvolumen	20 l
Netzanschluss	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	100 W

