

pezo™

PEEK cage family



**Vielseitige
Cage-Familie**

Ulrich
medical

System

- Implantatfamilie zur lumbalen bis lumbosakralen intersomatischen Fusion
- 3 Cage-Typen für dorsale und ventrale Zugänge (PLIF, TLIF, ALIF)
- Röntgendurchlässiges PEEK Optima® LT1 Material
- Großes Befüllvolumen für Knochen/Knochenersatzmaterial



Ein Funktionsprinzip für alle Cagetypen



In drei Größen (S, M, L) sowie verschiedenen Höhen und Winkelungen verfügbar



Vorteile

- Einsetzinstrument mit gleichem Funktionsprinzip für alle Zugänge
- Breite Auswahl an Formen und Größen
- Steril verpackt – 9½ Jahre Haltbarkeit



Komponenten

Implantate	Länge x Breite	Höhe	Winkel	Art.-Nr.
pezo-P	24x10 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3301-07 bis -13
pezo-P	29x10 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3302-07 bis -13
pezo-P	29x10 mm	8 bis 13 mm	12°	CS 3303-08 bis -13
pezo-T	29x11 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3315-07 bis -13
pezo-T	29x14 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3316-07 bis -13
pezo-T	34x16 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3317-07 bis -13
pezo-A	28x22 mm	8 bis 14 mm	8°	CS 3331-08 bis -14
pezo-A	31x25 mm	8 bis 16 mm	0°	CS 3332-08 bis -16
pezo-A	31x25 mm	8 bis 16 mm	8°	CS 3333-08 bis -16
pezo-A	31x25 mm	8 bis 16 mm	12°	CS 3334-08 bis -16
pezo-A	34x28 mm	8 bis 16 mm	0°	CS 3335-08 bis -16
pezo-A	34x28 mm	8 bis 16 mm	8°	CS 3336-08 bis -16
pezo-A	34x28 mm	10 bis 16 mm	12°	CS 3337-10 bis -16

Optional

Implantate	Länge x Breite	Höhe	Winkel	Art.-Nr.
pezo-P	24x10 mm	14 mm	5°	CS 3301-14
pezo-P	29x10 mm	14 mm	5°	CS 3302-14
pezo-P	29x10 mm	14 mm	12°	CS 3303-14
pezo-T	29x11 mm	14 mm	5°	CS 3315-14
pezo-T	29x14 mm	14 mm	5°	CS 3316-14
pezo-T	34x16 mm	14 mm	5°	CS 3317-14
pezo-A	28x22 mm	16 mm	8°	CS 3331-16
pezo-A	31x25 mm	18 mm	0°	CS 3332-18
pezo-A	31x25 mm	18 mm	8°	CS 3333-18
pezo-A	31x25 mm	18 mm	12°	CS 3334-18
pezo-A	34x28 mm	18 mm	0°	CS 3335-18
pezo-A	34x28 mm	18 mm	8°	CS 3336-18
pezo-A	34x28 mm	18 mm	12°	CS 3337-18

patented
or/and
pat. pend.

Over a Century
of Innovation

ulrich
medical

ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm
Telefon: 0731 9654-0 | Fax: 0731 9654-2705
spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com