

**tezo™**

titanium cage family



**Vielseitige  
Cage-Familie**

**Ulrich**  
medical

# System

- Implantatfamilie zur lumbalen bis lumbosakralen intersomatischen Fusion
- 3 Cage-Typen für dorsale und ventrale Zugänge (PLIF, TLIF, ALIF)
- Durchdachte Zahnung für leichtes Einsetzen und hohe Primärstabilität
- Großes Befüllvolumen für Knochen/Knochenersatzmaterial



Ein Funktionsprinzip für alle Cagetypen



In drei Größen (S, M, L) sowie verschiedenen Höhen und Winkelungen verfügbar



## Vorteile

- Einsetzinstrument mit gleichem Funktionsprinzip für alle Zugänge
- Raue Oberflächenstruktur im Inneren zur Förderung der Osteointegration
- Steril verpackt – 9½ Jahre Haltbarkeit



# Komponenten

Implantate	Länge x Breite	Höhe	Winkel	Art.-Nr.
tezo-P	24x10 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3401-07 bis -13
tezo-P	29x10 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3402-07 bis -13
tezo-P	29x10 mm	8 bis 13 mm	12°	CS 3403-08 bis -13
tezo-T	29x11 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3415-07 bis -13
tezo-T	29x14 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3416-07 bis -13
tezo-T	34x16 mm	7 bis 13 mm	5°	CS 3417-07 bis -13
tezo-A	28x22 mm	8 bis 16 mm	8°	CS 3431-08 bis -16
tezo-A	31x25 mm	8 bis 16 mm	0°	CS 3432-08 bis -16
tezo-A	31x25 mm	8 bis 16 mm	8°	CS 3433-08 bis -16
tezo-A	31x25 mm	8 bis 16 mm	12°	CS 3434-08 bis -16
tezo-A	34x28 mm	8 bis 16 mm	0°	CS 3435-08 bis -16
tezo-A	34x28 mm	8 bis 16 mm	8°	CS 3436-08 bis -16
tezo-A	34x28 mm	10 bis 16 mm	12°	CS 3437-10 bis -16

## Optional

Implantate	Länge x Breite	Höhe	Winkel	Art.-Nr.
tezo-P	24x10 mm	14 mm	5°	CS 3401-14
tezo-P	29x10 mm	14 mm	5°	CS 3402-14
tezo-P	29x10 mm	14 mm	12°	CS 3403-14
tezo-T	29x11 mm	14 mm	5°	CS 3415-14
tezo-T	29x14 mm	14 mm	5°	CS 3416-14
tezo-T	34x16 mm	14 mm	5°	CS 3417-14
tezo-A	28x22 mm	18 mm	8°	CS 3431-18
tezo-A	31x25 mm	18 mm	0°	CS 3432-18
tezo-A	31x25 mm	18 mm	8°	CS 3433-18
tezo-A	31x25 mm	18 mm	12°	CS 3434-18
tezo-A	34x28 mm	18 mm	0°	CS 3435-18
tezo-A	34x28 mm	18 mm	8°	CS 3436-18
tezo-A	34x28 mm	18 mm	12°	CS 3437-18

patented  
or/and  
pat. pend.

Over a Century  
of Innovation

**ulrich**  
medical

ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm  
Telefon: 0731 9654-0 | Fax: 0731 9654-2705  
spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com