


uCentum™

comprehensive posterior system

uBase™

iliosacral fixation system




Sicherheit für
Anwender und Patient

uCentum™

System


- Dorsale Stabilisierung der thorakalen bis lumbosakralen Wirbelsäule
- Komplettsystem für offene und perkutane Anwendungen
- Stäbe, Ø 6,0 mm, gerade und vorgebogen in Titanlegierung und teilweise CoCr
- Polyaxiale und monoaxiale Schrauben
- Vorklemmbare Schrauben und Langkopfschrauben
- Kombinierbar mit Iliosakral-schrauben uBase™



Kanülierte und perforierte Schrauben (Ausnahme Ø 4,5 mm)



Hülse für perkutane Anwendung



Offset-Verbinder

Niedriges Schraubenprofil

Hohe Flexibilität durch verschiedene
Verbinderlängen und zusätzliche
Verbindungsoptionen

uBase™

System

- Stabilisierung von Sakrum und Ilium in Verbindung mit uCentum™
- Rein sakrale, sakroiliakale oder rein iliakale Platzierung
- Umfangreiche Präparationsinstrumente
- Kanülierte Schrauben für sichere Schraubenplatzierung
- Navigationsoption

Vorteile

- Hohe Stabilität durch winkelstabile Schrauben
- Niedriges Schraubenprofil
- Sicherheit für Anwender und Patient durch kanülierte Schrauben und Navigationsoption



Rein sakrale Schraubenplatzierung



Sakroiliakale Schraubenplatzierung



Rein iliakale Schraubenplatzierung



Vorteile

- Ein System für unterschiedliche Versorgungsmöglichkeiten
- Nur ein Basisinstrumentarium für einfache Anwendung
- Sicherheit für Anwender und Patient durch kanülierte Schrauben
- Zementaugmentation durch die Schraube dank lateraler Perforation



uCentum™

Komponenten

Implantate	Art.-Nr.
Schraube, polyaxial, Ø 4,5 mm, Länge 25–50 mm	CS 3802-045-025 – CS 3802-045-050
Schraube, polyaxial, Ø 5,5 mm, Länge 25–55 mm, perforiert	CS 3802-055-025 – CS 3802-055-055
Schraube, polyaxial, Ø 6,5 mm, Länge 30–60 mm, perforiert	CS 3802-065-030 – CS 3802-065-060
Schraube, polyaxial, Ø 7,5 mm, Länge 35–60 mm, perforiert	CS 3802-075-035 – CS 3802-075-060
Schraube, polyaxial, Ø 8,5 mm, Länge 35–60 mm, perforiert	CS 3802-085-035 – CS 3802-085-060
Schraube, polyaxial, Ø 10 mm, Länge 45–60 mm, perforiert	CS 3802-100-045 – CS 3802-100-060
Schraube, monoaxial, Ø 4,5 mm, Länge 25–50 mm	CS 3803-045-025 – CS 3803-045-050
Schraube, monoaxial, Ø 5,5 mm, Länge 25–55 mm, perforiert	CS 3803-055-025 – CS 3803-055-055
Schraube, monoaxial, Ø 6,5 mm, Länge 30–60 mm, perforiert	CS 3803-065-030 – CS 3803-065-060
Schraube, monoaxial, Ø 7,5 mm, Länge 35–60 mm, perforiert	CS 3803-075-035 – CS 3803-075-060
Schraube, monoaxial, Ø 8,5 mm, Länge 35–60 mm, perforiert	CS 3803-085-035 – CS 3803-085-060
Schraube, vorklemmbar, Ø 4,5 mm, Länge 25–50 mm	CS 3804-045-025 – CS 3804-045-050
Schraube, vorklemmbar, Ø 5,5 mm, Länge 25–55 mm, perforiert	CS 3804-055-025 – CS 3804-055-055
Schraube, vorklemmbar, Ø 6,5 mm, Länge 30–60 mm, perforiert	CS 3804-065-030 – CS 3804-065-060
Schraube, vorklemmbar, Ø 7,5 mm, Länge 35–60 mm, perforiert	CS 3804-075-035 – CS 3804-075-060
Schraube, vorklemmbar, Ø 8,5 mm, Länge 35–60 mm, perforiert	CS 3804-085-035 – CS 3804-085-060
Schraube, vorklemmbar, Ø 10 mm, Länge 45–60 mm, perforiert	CS 3804-100-045 – CS 3804-100-060
Langkopfschraube, vorklemmbar, Ø 5,5 mm, Länge 25–55 mm, perforiert	CS 3805-055-025 – CS 3805-055-055
Langkopfschraube, vorklemmbar, Ø 6,5 mm, Länge 30–60 mm, perforiert	CS 3805-065-030 – CS 3805-065-060
Langkopfschraube, vorklemmbar, Ø 7,5 mm, Länge 35–60 mm, perforiert	CS 3805-075-035 – CS 3805-075-060
Stab, Ø 6,0 mm, gerade, Länge 30–500 mm, Standardzugang	CS 3807-030 – CS 3807-500
Stab, Ø 6,0 mm, gerade, Länge 30–500 mm, perkutaner Zugang	CS 3808-030 – CS 3808-500
Stab, Ø 6,0 mm, gebogen, Länge 30–80 mm, perkutaner Zugang	CS 3809-030 – CS 3809-080
Stab, Kobaltchrom, Ø 6,0 mm, gerade, Länge 400 mm, Sechskant, Standardzugang	CS 3812-400
Kombination mit uBase™	Art.-Nr.
Iliosakralschraube, Ø 7,5 mm, Länge 40–80 mm	CS 7170-075-040 – CS 7170-075-080
Iliosakralschraube, Ø 8,5 mm, Länge 60–120 mm	CS 7170-085-060 – CS 7170-085-120
Iliosakralschraube, Ø 10,0 mm, Länge 80–140 mm	CS 7170-100-080 – CS 7170-100-140

Over a Century
of Innovation



Ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm
 Telefon: 0731 9654-0 | Fax: 0731 9654-2705/2805
 spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com