

# Touch-Terminal von ulrich medical®

## 12" TFT Display

### Leistungsstarkes Touch-Terminal für komfortables Arbeiten

- Kapazitiver Touch-Screen
- Hochauflösendes Farb-Display
- Schneller, konstanter Verbindungsaufbau entweder durch Bluetooth oder WLAN, je nach Gerät
- Drahtlose Verbindung zum Injektor
- Neigbarer Terminal-Monitor
- Sicherer Arbeitsablauf: Kein versehentliches Ausschalten, da Ein-/Aus-schalter auf Terminal-Rückseite

### Technische Daten

Abmessungen mit Standfuß	293 mm × 283 mm × 160 mm
Abmessungen ohne Standfuß	293 mm × 226 mm × 50 mm
Eingang Netzteil	100V AC – 240V AC, 50/60 Hz, 1.5A
Datenübertragung zwischen Injektor und Terminal	Bluetooth (CT motion) WLAN (Max)
Auflösung	1024 × 768 px

